

МЕНЬШЕ СТРЕССА, БОЛЬШЕ НАДЕЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ AGILENT A-LINE

The Measure of Confidence

Фитинги Agilent A-Line Quick Connect

Теперь для любых систем УВЭЖХ и ВЭЖХ, а также для систем Waters Alliance

Плохо подсоединенные фитинги — одна из самых распространенных причин размытия и асимметрии пиков, потери разрешения и плохих хроматографических результатов в целом. Используя **фитинги Agilent A-Line Quick Connect**, вы всегда будете уверены в безупречном качестве подсоединения колонок.

- **Соединение, которое действительно затягивается вручную:** не требует специальной подготовки, благодаря чему различия в привычках пользователей не повлияют на хроматографические результаты
- **Подпружиненная конструкция:** теперь вы можете получать соединения без мертвого объема с колонками для ЖХ — нужно просто нажать рычажок
- **Надежные и пригодные для многократного использования:** фитинги A-Line Quick Connect долговечны, герметичны при повторном подсоединении и стабильны до 1 300 бар (18 850 фунтов/кв. дюйм) даже после 200 повторных подсоединений
- **Быстрое и простое подсоединение:** для экономии времени и сил используйте фитинги для стандартных колонок для ВЭЖХ с внутренним диаметром 0,17 мм и колонок для систем Waters Alliance с внутренним диаметром 0,25 мм и охватывающим креплением

Фитинги Agilent A-Line Quick Connect обеспечивают превосходную эффективность хроматографического разделения.



Закручивайте голубую гайку вручную, пока не почувствуете возникновение сопротивления

Переведите рычажок в затянтое положение, герметичность до 1 300 бар

Запатентованная конструкция Agilent с подпружиненным механизмом для надежного герметичного соединения без мертвого объема.

Узнайте больше о линейке продуктов Agilent A-Line на странице www.agilent.com/chem/A-Line.

Сопутствующие продукты: увеличивайте пропускную способность ЖХ с помощью хроматографических колонок Agilent Poroshell 120. Подробнее на странице www.agilent.com/chem/productivity.

Фитинги Agilent A-Line Quick Connect — награды за инновации

БОЛЬШЕ НИКАКИХ ЗАТРУДНЕНИЙ!

Фитинги Agilent Quick Connect вошли в список финалистов престижного рейтинга R&D 100 2015 года. В течение более чем 50 лет редакция журнала R&D выбирает 100 наиболее технологически значимых продуктов, появившихся на рынке за год. И снова продукция компании Agilent доказала, что достойна находиться в ряду лучших.



Фитинги Agilent A-Line Quick Connect получили награду за инновации TASIA 2014

Фитинги A-Line Quick Connect получили награду за инновации журнала The Analytical Scientist за 2014 год, потому что являются единственными действительно затягиваемыми вручную фитингами для УВЭЖХ, которые выдерживают давление 1 300 бар и пригодны для многократного использования без снижения производительности.



Agilent Technologies

Спецификации и сведения о порядке заказа

Теперь доступны фитинги A-Line Quick Connect и Quick Turn с различными параметрами длины и внутреннего диаметра, в том числе с внутренними диаметрами 0,075, 0,12, 0,17 и 0,25 мм, совместимые с большинством систем УВЭЖХ и ВЭЖХ. Новые капилляры с внутренним диаметром 0,25 мм и охватывающим соединением оптимизированы для использования с системами Waters Alliance.

Запчасти A-Line Quick Turn	Кат №
ФИТИНГИ И ВТУЛКИ	
Фитинг Quick Turn для ЖХ	5067-5966
Передняя втулка	5043-0924
КАПИЛЛЯРЫ	
Из нержавеющей стали, 0,075 x 105 мм, для длинного порта	5500-1198
Из нержавеющей стали, 0,075 x 150 мм, для длинного порта	5500-1232
Из нержавеющей стали, 0,12 x 105 мм, для длинного порта	5500-1188
Из нержавеющей стали, 0,12 x 150 мм, для длинного порта	5500-1189
Из нержавеющей стали, 0,12 x 180 мм, для длинного порта	5500-1233
Из нержавеющей стали, 0,12 x 200 мм, для длинного порта	5500-1190
Из нержавеющей стали, 0,12 x 280 мм, для длинного порта	5500-1191
Из нержавеющей стали, 0,12 x 500 мм, для длинного порта	5500-1192
Из нержавеющей стали, 0,17 x 105 мм, для длинного порта	5500-1193
Из нержавеющей стали, 0,17 x 150 мм, для длинного порта	5500-1194
Из нержавеющей стали, 0,17 x 180 мм, для длинного порта	5500-1234
Из нержавеющей стали, 0,17 x 200 мм, для длинного порта	5500-1195
Из нержавеющей стали, 0,17 x 280 мм, для длинного порта	5500-1196
Из нержавеющей стали, 0,17 x 380 мм, для длинного порта	5500-1235
Из нержавеющей стали, 0,17 x 400 мм, для длинного порта	5500-1236
Из нержавеющей стали, 0,17 x 500 мм, для длинного порта	5500-1197
Из нержавеющей стали, 0,17 x 700 мм, для длинного порта	5500-1237
НОВИНКА! Из нержавеющей стали, 0,25 x 105 мм, для длинного порта, с охватывающим креплением	5500-1261
НОВИНКА! Из нержавеющей стали, 0,25 x 150 мм, для длинного порта	5500-1262
НОВИНКА! Из нержавеющей стали, 0,25 x 400 мм, для длинного порта	5500-1263
ПРИМЕЧАНИЕ. Для фитингов A-Line Quick Turn требуются капилляры, указанные в данной таблице.	

Фитинги A-Line Quick Connect	Кат №
КОМПЛЕКТЫ	
Из нержавеющей стали, 0,075 x 105 мм	5067-5961
Из нержавеющей стали, 0,075 x 150 мм	5067-6163
Из нержавеющей стали, 0,075 x 220 мм	5067-6164
Из нержавеющей стали, 0,075 x 280 мм	5067-6165
Из нержавеющей стали, 0,12 x 105 мм	5067-5957
Из нержавеющей стали, 0,12 x 150 мм	5067-5958
Из нержавеющей стали, 0,12 x 220 мм	5067-5959
Из нержавеющей стали, 0,12 x 280 мм	5067-5960
Из нержавеющей стали, 0,17 x 105 мм	5067-6166
Из нержавеющей стали, 0,17 x 150 мм	5067-6167
Из нержавеющей стали, 0,17 x 220 мм	5067-6168
Из нержавеющей стали, 0,17 x 280 мм	5067-6169
НОВИНКА! Из нержавеющей стали, 0,25 x 105 мм, с охватывающим креплением	5067-6210
ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый комплект включает фитинг Quick Connect, капилляр и обжимной фитинг Swagelok либо фитинг с охватывающим креплением (если указано).	
ФИТИНГИ И ВТУЛКИ	
Фитинг Quick Connect для ЖХ	5067-5965
Передняя втулка	5043-0924
КАПИЛЛЯРЫ	
Из нержавеющей стали, 0,075 x 105 мм	5500-1174
Из нержавеющей стали, 0,075 x 150 мм	5500-1175
Из нержавеющей стали, 0,075 x 220 мм	5500-1176
Из нержавеющей стали, 0,075 x 250 мм	5500-1177
Из нержавеющей стали, 0,075 x 280 мм	5500-1178
Из нержавеющей стали, 0,12 x 105 мм	5500-1173
Из нержавеющей стали, 0,12 x 150 мм	5500-1172
Из нержавеющей стали, 0,12 x 220 мм	5500-1171
Из нержавеющей стали, 0,12 x 280 мм	5500-1170
Из нержавеющей стали, 0,12 x 400 мм	5500-1179
Из нержавеющей стали, 0,12 x 500 мм	5500-1180
Из нержавеющей стали, 0,17 x 105 мм	5500-1181
Из нержавеющей стали, 0,17 x 150 мм	5500-1182
Из нержавеющей стали, 0,17 x 220 мм	5500-1183
Из нержавеющей стали, 0,17 x 280 мм	5500-1230
Из нержавеющей стали, 0,17 x 500 мм	5500-1231
НОВИНКА! Из нержавеющей стали, 0,25 x 105 мм, с охватывающим креплением	5500-1258
НОВИНКА! Из нержавеющей стали, 0,25 x 150 мм	5500-1259
НОВИНКА! Из нержавеющей стали, 0,25 x 400 мм	5500-1260

ПРИМЕЧАНИЕ. Фитинги A-Line Quick Connect можно использовать только с указанными в данной таблице капиллярами A-Line. Конструкция капилляров A-Line обеспечивает совместимость с подпружиненным механизмом и держателем.

Дополнительные продукты Agilent A-Line

- Удобство
- Простота
- Эффективность



Крышки Agilent A-Line Stay Safe



Стойка Agilent A-Line Flex Bench



Труднодоступные места?

Попробуйте фитинги A-Line Quick Turn

Для приборных соединений в пространстве, слишком ограниченном для фитингов A-Line Quick Connect, используйте фитинги Agilent A-Line Quick Turn. Как и в фитингах Quick Connect, в них используется запатентованная подпружиненная конструкция для надежного соединения без мертвого объема.

Примечание. Эти фитинги могут быть использованы только с капиллярами, совместимыми с длинными портами. Смотрите список доступных капилляров в сведениях о порядке заказа.

Получайте ожидаемые результаты... и многое другое. Узнайте больше на странице: www.agilent.com/chem/A-Line.

Информация в этом документе может быть изменена без предупреждения.

© Agilent Technologies, Inc., 2015
Напечатано в США 20 октября 2015 г.
5991-5164RU



Agilent Technologies